

NIR Inframatic 9500

Analizador de Granos

El Inframatic 9500 es el analizador de granos más moderno, preciso y fácil de usar disponible. Es confiable, robusto y está construido para cumplir con los requisitos de las operaciones de manejo de granos. Analiza una amplia gama de granos y oleaginosas para determinar humedad, proteína, aceite y muchos otros parámetros en menos de 30 segundos.

Características y Beneficios

Precisión: El Inframatic 9500 utiliza electrónica y componentes ópticos modernos y de alta precisión, junto con técnicas avanzadas de quimiometría, para garantizar la mejor calidad de datos y una precisión sin igual. Su óptica de rejilla de barrido estable y calibraciones confiables aseguran resultados siempre correctos.

Confiabilidad: La construcción robusta del Inframatic 9500 con una estructura de módulos sellados de componentes estandarizados garantiza la confiabilidad a largo plazo y hace que el instrumento sea prácticamente libre de mantenimiento.

Análisis rápido: El corto tiempo de análisis combinado con el manejo sencillo de la muestra convierte al Inframatic 9500 en uno de los analizadores de grano entero por NIR más rápidos del mercado.

Redes NIR: Al calificar el grano, es crucial controlar las calibraciones de cada analizador y monitorear el rendimiento en tiempo real. La gestión de la red se simplifica mediante Ethernet, independientemente de la ubicación de las unidades. Las herramientas de administración remota NetPlus brindan acceso web a los resultados del análisis.



Your Business Partner

Industria maderera n° 226-A, Cp.45130
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Email: omg@omg.com.mx
www.agromg.com
+ 52 (33) 3616 6251



NIR Inframatic 9500



Operación y manejo

El Inframatic 9500 está diseñado para ser utilizado en centros de recepción de granos y laboratorios de granos, soportando entornos hostiles y un manejo brusco.

1. Analiza en tres pasos sencillos:
2. Seleccione el tipo de grano a analizar.
3. Vierta la muestra y presione "Analyze".

Después del análisis, los resultados se muestran en la pantalla y la caja de muestra se puede vaciar. El análisis tarda **menos de 30 segundos** y los resultados se muestran en la pantalla grande. La posición y el ángulo de la pantalla se pueden ajustar para adaptarse a sus necesidades.

Analice harina en el instrumento NIR IM 9500

Utilizando el Módulo de Harina opcional, el analizador NIR IM 9500 permite analizar harina de forma rápida y sencilla para determinar humedad, proteína, cenizas y más. Esta flexibilidad lo convierte en una herramienta esencial para los molineros, ya que puede usarse tanto para la clasificación del trigo entrante como para el monitoreo del proceso de molienda. El Módulo de Harina incluye dos celdas y una estación de carga. Para el análisis, simplemente se llena una celda con la estación de carga, se cierra y se inserta en el embudo del IM 9500. Los resultados se obtienen en solo unos segundos, asegurando un análisis fácil, rápido y preciso.

Dimensiones (la unidad grande)	Tamaño de muestra	Peso aumentado	Tiempo de análisis
485 x 390 x 510 mm	600 ml	40 kg	50 segundos





www.agromg.com



+ 52 (33) 3616 6251



E-mail: omg@omg.com.mx

¡Escaneame!



omg International



[omg.international_agro](https://www.instagram.com/omg.international_agro)



[omginternational_agro](https://www.youtube.com/channel/UCv33333333333333333333)



Industria Maderera N°226-A, Cp. 45130,
Fraccionamiento industrial, Zapopan Norte
Zapopan, Jalisco, México

Innovación

Confianza

Principios